



AUTONOMÍA 100KM | TODOTERRENO TODOCAMINO | DISEÑO ÚNICO

**EXPLORA
ATRÉVETE
DESCUBRE**

SCOOTY®



AUTONOMÍA 100KM | TODOTERRENO TODOCAMINO | DISEÑO ÚNICO

**EXPLORA
ATRÉVETE
DESCUBRE**

SCOOTY®



Abierto

Scoozy es abierto y accesible. No dejes que nada se interponga entre tu y el mundo. Supera tus límites y disfruta de nuevas experiencias



Accesorios

Adecua tu Scoozy fácilmente con los accesorios más útiles. Prepárate para tu próxima aventura.

DISEÑO

ÚNICO Y FASCINANTE

Con tu Scoozy marcarás la diferencia al elegir un un diseño llamativo, la más innovadora tecnología de propulsión eléctrica y sus funciones inteligentes.

¡El Scoozy atrae todas las miradas!

VE MÁS ALLÁ


Con una potencia de frenado perfecta, una maniobrabilidad excelente y un confort de conducción con seguridad garantizada, nuestra tecnología proporciona unas prestaciones de conducción sin precedentes que van mucho más allá de la simple movilidad.



ESPECIFICACIONES



Longitud 1350 mm



Altura 1250 mm

Longitud 680 mm

VELOCIDAD

Máximo 15 km/h

BATERÍA

48V, 33.8 - 67.6 Ah

AUTONOMÍA

50-100 km

TIEMPO DE CARGA

~8 km autonomía / hora carga

PESO

100 - 115 kg

JOYSTICK

Izquierdo o derecho

MOTOR

1400W Transeje
[Mejorable a] 4WD 2x
250W

PESO USUARIO

Máximo 150 Kg [+ 30 kg equipaje]

ALTURA DE ASIENTO

41 - 43 - 45 cm

TAMAÑO DE RUEDA

16 - 2.5 pulgadas / 62-305

PENDIENTE MÁXIMA

Máximo 10°

ALTURA DE OBSTÁCULO

Máximo 10 cm

TIPO DE VEHÍCULO

EN12184:2009 Clase C

TAPICERÍA

Transpirable y extraíble



TU DISTRIBUIDOR



ortho global ideas

Marcamos la diferencia

Distribuido por Ortho Global Ideas, S.L.
B-55146294
C/ Mas de la Mora, 13 - 08500 Vic
93 886 26 89
www.orthoglobalideas.com
info@orthoglobalideas.com

SCOOZY®