



CATÁLOGO INFANTIL NOVIEMBRE 2022

- Cochecitos
- Sillas de Ruedas
- Sillitas para Coche

VITEA[®]
CARE





COCHECITO INFANTIL j
Tipo paraguas

/LJHUH]D \
SUDFWLFLGG C
VLOOD SDUDJX
&RQ WRGRV OR
UHTXLVLRV SD
XQD VHJXULGDC
H[WUD



	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho asiento (cm)	30	35	40
Profundidad asiento (cm)	25	30	40-45
Altura del Respaldo (cm)	50	54	75
Ancho máx. del Cochecito (cm)	55	59	63
Longitud máx. del Cochecito (cm)	88	100	105
Altura máxima del Cochecito	114	116	126
Dimensiones Plegado (largoxanchoxalto)	122x37x44	118x44x44	128x44x50
Diámetro rueda delantera	18	18	17
Diámetro rueda trasera	22	22	25
Peso del cochecito (Kg)	13,5	15	19
Peso máx. del niño (Kg)	30	45	75
Altura máx. del niño	120	140	170



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tapicería de tela , dispone de los certificados OEKO-Tex y SGS.
- Chasis de aluminio plegable con refuerzos en acero
- Ángulo de inclinación del respaldo ajustable
- Ruedas delanteras y traseras de PU
- Ruedas delanteras bloqueables, unidas mediante sistema Quick Release con nteras frenos independientes
- Cuña de abducción
- Barra de seguridad delantera con cubierta de tela y cinturón de 5 anclajes
- Soportes laterales y lumbares
- Plataforma reposapiés de plástico con ajuste gradual de la altura (cada 2,5 cm)

- Ángulo de inclinación del reposapiés ajustable con correas estabilizadoras para los pies
- Reposacabezas con ajustable en altura
- Ventana en la capota
- Puños giratorios de altura regulable
- Equipamiento de serie: capota, cesta de la compra, portavasos, cubierta para la lluvia, cubierta para dormir
- Opciones Adicionales: paraguas, bandeja, reposapiés con altura ajustable, ruedas neumáticas.

&RQ
EDVFXODFLyQ
VLVWHPD GH iIFLO
DFFLRQDPLXH QW F
PHGLDQWH
SODQFD HO HO
PDQLOODU



Ancho asiento (cm)	26 - 37
Profundidad asiento (cm)	29 - 35
Altura del Respaldo (cm)	50 - 55
Ancho máx. del Cochecito (cm)	60
Longitud máx. del Cochecito (cm)	100
Altura máxima del Cochecito	116
Dimensiones Plegado (largo x ancho x alto)	100x60x116
Diámetro rueda delantera	22
Diámetro rueda trasera	27
Peso del cochecito (Kg)	19,5
Peso máximo del niño (Kg)	40
Altura máx. del niño	130



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Chasis plegable de acero y aluminio
- Tapicería de tejido avalado por los certificados de calidad (OEKO-Tex, SGS)
- Respaldo ajustable en altura y anchura, admite rango posiciones (sentado hasta acostado)
- Asiento regulable en profundidad y anchura.
- Configuración del asiento frontal o posterior de acuerdo con la dirección de la marcha.
- Asiento y respaldo ajustables según ángulo de basculación.
- Altura del reposabrazos regulable.
- Reposapiés ajustable en altura y ángulo de inclinación.
- Puños ajustables
- Ruedas delanteras giratorias con sistema Quick Release
- Ruedas traseras de PU con amortiguadores y sistema Quick Release
- Reposacabezas regulable en altura
- Barra de seguridad delantera cubierta tejido
- Cinturones de seguridad para impedir posibles caídas del niño.
- Posición ajustable de la cuña de abducción
- Equipamiento de serie: capota, cesta de la compra, cubierta impermeable para la lluvia, manta.



ACCESORIO
Mesita extraíble



CARACTERÍSTICA
Plegado compacto



Para niños con parálisis cerebral, Espina Bífida u otros desórdenes musculares.



Ancho asiento (cm)	32 - 43
Profundidad asiento (cm)	34 - 40
Altura del Respaldo (cm)	60 - 70
Ancho máx. del Cohecito (cm)	61
Longitud máx. del Cohecito (cm)	105
Altura máxima del Cohecito	120
Dimensiones Plegado (largoxanchoxalto)	105x61x120
Diámetro rueda delantera	22
Diámetro rueda trasera	27
Peso del cochecito (Kg)	21
Carga máxima (Kg)	75
Altura máx. del niño (cm)	165

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Chasis plegable de acero y aluminio
- Tapicería de tejido avalado por los certificados de calidad (OEKO-Tex, SGS)
- Respaldo ajustable en altura y anchura, admite rango posiciones (sentado hasta acostado)
- Asiento regulable en profundidad y anchura.
- Configuración del asiento frontal o posterior de acuerdo con la dirección de la marcha.
- Asiento y respaldo ajustables según ángulo de basculación. • Altura del reposabrazos regulable.
- Reposapiés ajustable en altura y ángulo de inclinación.
- Puños ajustable
- Ruedas delanteras giratorias con sistema Quick Release
- Ruedas traseras de PU con amortiguadores y sistema Quick Release
- Reposacabezas regulable en altura
- Barra de seguridad delantera cubierta tejido
- Cinturones de seguridad para impedir posibles caídas del niño.
- Posición ajustable de la cuña de abducción
- Equipamiento de serie: capota, cesta de la compra, cubierta impermeable para la lluvia, manta.

La silla que
crece contigo!!



FLASH BACK SYSTEM



Ligero y moldeado para un mejor agarre
Móntalo con un "Click"
Cojines de tejido transpirable Trevira



	MIDI	MAXI
Ancho asiento (cm)	24 - 30	24 - 40
Profundidad asiento (cm)	24 - 30	32 - 40
Altura del Asiento (Delantera/Trasera) (cm)	39-47/36-44	39-48/39-47
Altura del respaldo (cm)	25 - 40	25 - 40
Ajuste de ángulo trasero	75° - 105°	75° - 105°
Longitud de Piernas (cm)	20 - 29	25-32/33-40
Longitud con reposapiés (cm)	67 - 74,5	85,5 - 93
ALTURA TOTAL (cm)	AAT+ACT+40	AAT+ACT+40
Peso del usuario (Kg)		75
Peso en vacío (Kg)		10
Carga máxima (Kg)		85
Rueda de Tracción (2 opciones en mm)		550 (22") y 600 (24")
Anchura Total		
Altura Total		

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Unidad de asiento flexible para adaptar las medidas individuales de cada niño, a la perfección.
- Fácilmente ajustable
- Alta rentabilidad debido a los reducidos costes de abastecimiento.

Para niños con parálisis cerebral, Espina Bífida u otros desórdenes musculares.



Ancho asiento (cm)	34	38
Profundidad asiento (cm)	36	36
Altura de la silla (cm)	97,5	97,5
Ancho Silla de Ruedas (cm)	54,5	64,5
Longitud de la Silla de Ruedas	87,5	87,5
Peso (Kg)	22,8	22,8
Capacidad Máxima	90	90

Opciones de color:



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Chasis de aluminio plegable de (estructura transversal)
- Tapizado en nailon extraíble y fácil de lavar
- Asiento y respaldo rígidos y desmontables
- Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo y basculación del asiento.
- Reposacabezas ajustable en altura y ángulo de inclinación
- Soportes laterales extraíbles
- Cuña de abducción ajustable en profundidad
- Reposapiés ajustable en altura y desmontable, almohadillas para las piernas
- Soportes estabilizadores laterales
- Apoyabrazos avatibles con inclinación ajustable.
- Cinturón con 5 puntos de anclaje para evitar caídas.
- Eje de las ruedas delanteras ajustable en altura.
- frenos de rodillo con intensidad de presión ajustable
- Aros de aluminio
- Ruedas delanteras de 6" (15 cm)
- Ruedas traseras anti-vuelco regulables en altura
- Ruedas traseras neumáticas de 20" con sistema Quick Release
- Bomba de aire
- Mesa



ogi.

Marcamos la diferencia

pedidos@orthoglobalideas.com



ortho global ideas s.l.

www.orthoglobalideas.com