

# CATÁLOGO DE ANDADORES



◀ **¡NOVEDAD!**  
Ruedas neumáticas  
disponible próximamente



Chasis disponible en 5 colores



**OGI-SEAT PRO I**  
Ruedas delanteras fijas  
Patas traseras con taco.

Pag. 6



**OGI-ROLL PRO I**  
Ruedas delanteras fijas y ruedas traseras con freno a presión.

Pag. 7



**OGI-GIRO PRO I**  
Ruedas delanteras giratorias y traseras con freno a presión.

Pag. 8



**OGI-GIRO CITY PRO I**  
Ruedas delanteras giratorias y traseras con freno a presión, ambas de 8 pulgadas.

Pag. 9

**Manetas regulables en altura.**



**Asiento regulable en altura.**

**Manetas de freno equipados en todos los Rollators**

**ROLLAR-OGI PRO I**  
Ruedas delanteras y traseras de 6 pulgadas.

Pag. 10



**ROLLAR-OGI CITY PRO I**  
Ruedas delanteras y traseras de 8 pulgadas.

Pag. 11



**OGI-TWO ALLROAD PRO I**  
Ruedas delanteras de 12 pulgadas  
Ruedas traseras de 8 pulgadas

Pag. 12



**OGI-FOUR ALLROAD PRO I**  
Cuatro ruedas delanteras y traseras de 12 pulgadas.

Pag. 13



**EN UN SOLO CHASIS, CON UN SOLO CLICK COMBINA +8 MODELOS**

**¡NOVEDAD!** OGI-BEACH PRO I  
Ruedas delanteras y traseras neumáticas de 10,5 pulgadas con freno en las manetas.

Pág. 14





## OGI MAKO

Rollator diseñado para casos de obesidad con un chasis reforzado y un ancho de asiento ampliado y ruedas macizas de 8 pulgadas.

**Pág. 15**



## OGI PASEO

Rollator transformable en silla para permitir tomar descansos donde sea, cuando sea.

**Pág. 16**



## OGI BIPBIP

Andador de acero con patas delanteras con ruedas fijas de 6 pulgadas y patas traseras con ruedas con freno a presión. Equipado con asiento acolchado soldado y con opción a incluir respaldo y bolsa.

**Pág. 17**



## OGI BIPBIP-F

Andador de acero con ruedas de 6 pulgadas. Ruedas delanteras fijas y ruedas traseras con freno a presión. Equipado con asiento acolchado soldado y con opción a incluir respaldo y bolsa.

**Pág. 18**



## OGI BIPBIP GIRO

Andador de acero con ruedas de 8 pulgadas. Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras con freno a presión. Equipado con asiento acolchado soldado y con opción a incluir respaldo y bolsa.

**Pág. 19**



## SERIE OGI PRO I

Accesorios y componentes compatibles con todos los modelos de la serie



### CHASIS COMÚN PRO I

5 colores a escoger. Permite doble regulación de altura: tanto de las manetas como del asiento. Aluminio resistente y ligero. Admite usuarios de hasta 136 kg.



### RESPALDO

con acolchado espuma incluido de serie en todos los modelos



### ASIENTO

incluido de serie en todos los modelos



### BOLSA

incluido de serie en todos los modelos



### SOFT-CUSHION

incluido de serie en todos los rollators



### FRENOS EN MANETA

incluido de serie en todos los rollators



### MESA AUXILIAR

compatible con todos los modelos de la serie




### LUZ LED EXTRAÍBLE

compatible con todos los modelos de la serie



### PORTABASTONES

compatible con todos los modelos de la serie



### REPOSABRAZOS ARTRÍTICOS

### CABLE HEMIPLEJICO



ortho global ideas  
Marcamos la diferencia

C/ Mas de la Mora 13, (PAE) 08500, ESPAÑA | +34 93 886 26 89 | pedidos@orthoglobalideas.com



## ROLLARTRI

COLOR DEL KIT




PESO DEL KIT DE  
REPOSABRAZOS  
ARTRÍTICO


300 gr

LONGITUD DEL  
CABLE HEMIPLÉJICO

160 cm



(Todas las medidas son variables según la regulación)



## REPOSABRAZOS ARTRÍTICOS

Reposabrazos acolchados equipados con frenos. Permiten apoyar los antebrazos para aliviar el dolor articular. También son útiles para los usuarios que necesitan mejorar su postura, manteniendo el tronco lo más erguido posible.

## CABLE HEMIPLÉJICO

Cable de freno que permite activar ambos frenos con una sola mano. Permite la instalación tanto en el lado derecho como en el izquierdo, según las necesidades del usuario.





**CANAL12216RC**

COLORES DE CHASIS   

MANETAS Ergonómicas

PATAS DELANTERAS con ruedas fijas de PU de 6 pulgadas

PATAS TRASERAS con contera reemplazable



**PESO DEL ANDADOR**

5,65 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

49 x 54 x 16 cm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Bolsa | Asiento | Respaldo

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Portabastones | Seat-Cushion | Mesa | Luces





**CANAL22216RC**

COLORES DE CHASIS ● ●

MANETAS Ergonómicas

PATAS DELANTERAS con ruedas fijas de PU de 6 pulgadas

PATAS TRASERAS con ruedas de 6 pulgadas de PU con freno a presión



**PESO DEL ANDADOR**

6,5 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

49 x 54 x 16 cm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Bolsa | Asiento | Respaldo

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Portabastones | Seat-Cushion | Mesa | Luces





**CANAL32216CR**

**COLORES DE CHASIS** ● ●

**MANETAS** Ergonómicas

**PATAS DELANTERAS** con ruedas giratorias de PU de 6 pulgadas

**PATAS TRASERAS** con ruedas de 6 pulgadas de PU con freno a presión



**PESO DEL ANDADOR**

6,9 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

49 x 54 x 16 cm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Bolsa | Asiento | Respaldo

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Portabastones | Seat-Cushion | Mesa | Luces





**CANAL32218CR**

**COLOR DE CHASIS**



**MANETAS**



Ergonómicas

**PATAS DELANTERAS**

con ruedas giratorias de PU de 8 pulgadas

**PATAS TRASERAS**

con ruedas de 8 pulgadas de PU con freno a presión



**PESO DEL ANDADOR**

7,6 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

49 x 54 x 16 cm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Bolsa | Asiento | Respaldo

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Portabastones | Seat-Cushion | Mesa | Luces





**CRLAL111141**

COLOR DE CHASIS



MANETAS


con freno

PATAS DELANTERAS


con ruedas giratorias de PU de 8 pulgadas

PATAS TRASERAS

con ruedas de 8 pulgadas de PU



(variable según la regulación)



**PESO DEL ANDADOR**

8,5 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

49 x 54 x 20 cm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Bolsa | Asiento | Respaldo | Portabastones | Seat-Cushion

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Mesa | Luces | Cable hemipléjico | Reposabrazos artríticos





**CRLAL111161**

**COLOR DE CHASIS** ● ●

**MANETAS** con freno

**PATAS DELANTERAS** con ruedas giratorias de PU de 12 pulgadas

**PATAS TRASERAS** con ruedas de 8 pulgadas de PU



**PESO DEL ANDADOR**  
9,5 kg (con bolsa)



**PACKAGING**  
53 x 59 x 26 cm

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

Bolsa | Asiento | Respaldo | Portabastones | Seat-Cushion

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Mesa | Luces | Cable hemipléjico | Reposabrazos artríticos



**CRLAL111171**

**COLOR DE CHASIS**



**MANETAS**



con freno

**PATAS DELANTERAS**

con ruedas giratorias de PU de 12 pulgadas

**PATAS TRASERAS**

con ruedas de 12 pulgadas de PU



### PESO DEL ANDADOR

10,6 kg (con bolsa)



### PACKAGING

49 x 57 x 24 cm

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolsa | Asiento | Respaldo | Portabastones | Seat-Cushion



### ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES

Mesa | Luces | Cable hemipléjico | Reposabrazos artríticos



## CCCRBS

MANETAS	con freno
PATAS DELANTERAS	con ruedas neumáticas giratorias de 10,5 pulgadas
PATAS TRASERAS	con ruedas neumáticas de 10,5 pulgadas



### PESO DEL KIT BEACH

6,6 kg

### PESO DEL ANDADOR COMPLETO

9,97 kg

### SE INCLUYE EN EL KIT

4 UDS ruedas neumáticas | 2 UDS manetas con freno

**EL KIT OGI-BEACH NO INCLUYE EL CHASIS, LA BOLSA NI CUALQUIER OTRO ACCESORIO**



**CRLAL111151**

**COLOR DE CHASIS**



**MANETAS**



con freno

**PATAS DELANTERAS**

con ruedas giratorias de PU de 8 pulgadas

**PATAS TRASERAS**

con ruedas de 8 pulgadas de PU



**PESO DEL ANDADOR**

8,4 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

37,5 x 30 x 64,5 cm

**ANDADOR PARA USUARIOS DE HASTA 181 KG,**

equipado con respaldo y asiento para tomar descansos sobre la marcha. Cuenta también con una práctica bolsa portaobjetos bajo el asiento.

Con función de bloqueo de ruedas al accionar la palanca de freno. El asiento es ajustable en 3 niveles de altura y las manetas son ajustables en 6 niveles sin herramientas.

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Luces extraíbles | Cable hemipléjico



**CRLAL111112**

**COLOR DE CHASIS**



**MANETAS**



con freno

**PATAS DELANTERAS**

con ruedas giratorias de 8 pulgadas

**PATAS TRASERAS**

con ruedas de 8 pulgadas



**PESO DE ANDADOR**

8,33 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

51 x 57 x 31 cm

**ANDADOR-SILLA 2 EN 1**

Andador versátil con función doble: andador y silla, diseñado para tanto interiores como exteriores. Sus manetas y asiento s son ajustables en altura y admite usuarios de hasta 136 kg gracias a sus ruedas macizas a prueba de pinchazos.

**ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLES**

Bolsa | Portabastones







**CANAC42216**

**COLORES DE CHASIS** ● ●

**MANETAS** ergonómicas

**PATAS DELANTERAS** con ruedas fijas de PU de 6 pulgadas

**PATAS TRASERAS** con contera reemplazable



**PESO DEL ANDADOR**  
5,46 kg (con bolsa)



**PACKAGING**  
55 x 56 x 39 cm

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Patas desmontables e intercambiables entre los modelos de la serie OGI BIP BIP | Asiento PU soldado | Manetas ajustables en altura | Admite usuarios de hasta 136 kg

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Bolsa | Cesta



**CANAC52216F**

COLORES DE CHASIS



MANETAS



ergonómicas

PATAS DELANTERAS

con ruedas fijas de PU de 6 pulgadas

PATAS TRASERAS

con ruedas de PU de 6 pulgadas con freno a presión



**PESO DEL ANDADOR**

5,90 kg (con bolsa)



**PACKAGING**

55 x 56 x 39 cm

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Patas desmontables e intercambiables entre los modelos de la serie OGI BIP BIP | Asiento PU soldado | Manetas ajustables en altura | Admite usuarios de hasta 136 kg

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Bolsa | Cesta


**CANAC52216G**
**COLORES DE CHASIS**

**MANETAS**


ergonómicas

**PATAS DELANTERAS**

con ruedas giratorias de PU de 6 pulgadas

**PATAS TRASERAS**


con ruedas de PU de 6 pulgadas con freno a presión


**PESO DEL ANDADOR**

6,40 kg (con bolsa)


**PACKAGING**

55 x 56 x 39 cm


**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Patas desmontables (no intercambiables con otros modelos) | Asiento PU soldado | Manetas ajustables en altura | Admite usuarios de hasta 136 kg

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Bolsa | Cesta



**¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!**



**ORTHO GLOBAL IDEAS | ESPAÑA**

La información técnica contenida en este catálogo ha sido recopilada y presentada con el mayor cuidado posible. Sin embargo, no garantizamos la exactitud, integridad ni actualización de los datos proporcionados. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Recomendamos verificar la información con el fabricante o proveedor antes de realizar cualquier compra o aplicación de los productos.