



NEW LIFE

Vivre la différence



Magix II

Estás interesado en adquirir una Magix II?

Ponte en contacto con nosotros:

Magix II, siente la libertad.

Esta silla todocamino se adapta a tus necesidades diarias de movilidad.



ortho global ideas

Marcamos la diferencia

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA

Mas de la Mora, 13, 08500 Vic

+34 938 86 26 89

info@orthoglobalideas.com

www.orthoglobalideas.com

Con el apoyo de:



“Ver a mi hija Mégane crecer de forma diferente tras su accidente fue lo que me motivó a diseñar esta silla. Se sentía frustrada en su silla anterior, pues no le permitía satisfacer su sed de libertad y movilidad.

Mégane soñaba con una silla mágica capaz de pasear por las calles, de ir por la nieve, para seguir el ritmo de sus amigos y jugar con total seguridad. Un silla polivalente y atractiva que no repeliera las miradas de los demás.

Con la Magix II, hemos logrado eso.”

MICHEL OHRUH

Ingeniero de la Magix II





SILLA INDOOR-OUTDOOR

EXPERIMENTA LA DIFERENCIA

Disfruta de nuevo de pasear por caminos pavimentados, nevados, arbolados o tapizados.

Viaja sin ningún problema en el transporte público o en tu coche adaptado sin bajarte de la silla.

Experimenta un confort nunca antes visto, tanto en caminos de tierra como por pasillos estrechos, ascensores.

Y MUCHO MÁS



INFORMACIÓN TÉCNICA

Silla ultracompacta, con 6 ruedas motrices, protector de ropa, sistema de control R-Net, basculación y reclinación eléctrica e iluminación LED

Motor	6 km/h (2x300W) 10 km/h (2x350W)
Ruedas neumáticas	de 28 cm
Batería de litio	24v 60A
Cargador	220V/8A (7h30)
Autonomía*	30 km
Supera obstáculos	de hasta 15 cm
Radio de giro	520 mm
Anchura de la base	580 mm
Longitud mínima	910 mm
Profundidad del asiento	De 250 a 550 mm
Anchura del asiento	De 250 a 590 mm
Inclinación del asiento	De -10° a +37°
Inclinación del respaldo	De 90° a 160°
Peso máx. usuario	140 kg
Peso mín. silla con batería	132 kg
Certificaciones	ISO 7176-19 En 2021 ISO 10542-5

* en función del peso usuario y la orografía del terreno