



**ogi**<sup>®</sup>

*Marcamos la diferencia*

## **OGI T-STREET**

Nueva silla de transferencia OGI

Visita nuestra web: [www.orthoglobalideas.com](http://www.orthoglobalideas.com)

Síguenos en nuestras **redes sociales**



# Silla de transferencia ultraligera

## DATOS TÉCNICOS

Chasis	Aleación de aluminio	Ruedas traseras	11 pulgadas PU macizas
Peso neto	10,8 kg	Anchura total	55 cm
Peso máx. usuario	100 kg	Altura total	91 cm
Altura asiento	46 cm	Profundidad total	91 cm
Anchura asiento	43 cm	Dimensiones plegadas	55 x 26 x 72 cm
Profundidad asiento	42 cm	Dimensiones caja	59,5 x 32 x 75,5 cm
Ruedas delanteras	6 pulgadas PU macizas		

Sistema de plegado  
fácil y rápido



Diseño **compacto**



Maneta de freno  
autobloqueante



Reposapiés plegable  
hacia dentro



Reposabrazos  
abatibles 270°



Tapicería extraíble  
y lavable



10,8 kg

# OGI T-STREET

Modelo con maneta extensible



Fácil transporte y  
almacenaje

Bolsa de  
transporte  
incluida



**ogi**®

*Marcamos la diferencia*



**ortho global ideas**  
*Marcamos la diferencia*

**Ortho Global Ideas**  
C/ Mas la Mora, 13  
08500 España

[www.orthoglobalideas.com](http://www.orthoglobalideas.com)  
[info@orthoglobalideas.com](mailto:info@orthoglobalideas.com)  
tlf. +34 938 86 26 89