

**OGI SMART TILT
FUNCTION V-2**

Silla eléctrica plegable
con reclinación y
basculación eléctrica



ogi.

Marcamos la diferencia

SILLAS DE RUEDAS OGI

Sillas manuales y eléctricas

Visita nuestra web: www.orthoglobalideas.com

Síguenos en nuestras **redes sociales**



OGI CHIKA 400



OGI CHIKA 400 CARACTERÍSTICAS

- Ruedas delanteras de 7 pulgadas
- Ruedas traseras de 16 pulgadas
- Doble freno: para usuario y para acompañante
- Reposabrazos y paleta plegables
- Respaldo partido para plegado compacto

DATOS TÉCNICOS

ALTURA REPOSABRAZOS	74 cm ± 5 mm
ALTURA RESPALDO	45 cm ± 5 mm
ALTURA ASIENTO	48 cm ± 5 mm
PROFUNDIDAD ASIENTO	44 cm ± 5 mm
TALLA ASIENTO	43 cm / 45 cm ± 5 mm
ANCHURA TOTAL	58 cm ± 5 mm
LONGITUD TOTAL	91 cm ± 5 mm
ALTURA TOTAL	90 cm ± 5 mm
DIMENSIONES CAJA	82 x 28 x 78 cm
DIMENSIONES PLEGADA	80 x 27 x 77 cm
PESO TOTAL	11,4 kg
PESO MÁX. USUARIO	131 kg



Escanea el código QR
PARA MÁS INFORMACIÓN

OGI CHIKA 550



OGI CHIKA 550 CARACTERÍSTICAS

- Ruedas delanteras de 7 pulgadas
- Ruedas traseras de 22 pulgadas
- Doble freno: para usuario y para acompañante
- Reposabrazos y paleta plegables
- Respaldo partido para plegado compacto

DATOS TÉCNICOS

ALTURA REPOSABRAZOS	74 cm ± 5 mm
ALTURA RESPALDO	46 cm ± 5 mm
ALTURA ASIENTO	49 cm ± 5 mm
PROFUNDIDAD ASIENTO	44 cm ± 5 mm
TALLA ASIENTO	43 cm / 45 cm ± 5 mm
ANCHURA TOTAL	65 cm ± 5 mm
LONGITUD TOTAL	100 cm ± 5 mm
ALTURA TOTAL	92 cm ± 5 mm
DIMENSIONES CAJA	91 x 31 x 80 cm
DIMENSIONES PLEGADA	90 x 30 x 79 cm
PESO TOTAL	12 kg
PESO MÁX. USUARIO	131 kg



Escanea el código QR
PARA MÁS INFORMACIÓN



OGI FUN 400



OGI FUN 600QR



OGI FUN 400 CARACTERÍSTICAS

- Ruedas delanteras de 7 pulgadas
- Ruedas traseras de 16 pulgadas
- Doble freno: para usuario y para acompañante
- Reposabrazos y paleta plegables
- Reposapiés plegable y extraíble
- Respaldo partido para plegado compacto
- Doble cruceta

DATOS TÉCNICOS

ALTURA REPOSABRAZOS	73 cm ± 5 mm		
ALTURA RESPALDO	48 cm ± 5 mm		
ALTURA ASIENTO	49 cm ± 5 mm		
PROFUNDIDAD ASIENTO	42 cm ± 5 mm		
TALLA ASIENTO	40-42 cm	43-45 cm	46-48 cm
PESO MÁX. USUARIO	110 kg	130 kg	150 kg
ANCHURA TOTAL	59 cm	62 cm	65 cm
LONGITUD TOTAL	94 cm ± 5 mm		
ALTURA TOTAL	92 cm ± 5 mm		
DIMENSIONES CAJA	72 x 30 x 79 cm		
PESO TOTAL*	12,8 kg		
PESO TRANSPORTE**	11,4 kg		
REPOSAPIÉS	1,6 kg		

* Incluyendo reposapiés, soft cushion y manetas de freno
** Chasis sin reposapiés

OGI FUN 600QR CARACTERÍSTICAS

- Ruedas delanteras de 7 pulgadas
- Ruedas traseras de 24 pulgadas
- Doble freno: para usuario y para acompañante
- Reposabrazos y paleta plegables
- Reposapiés plegable y extraíble
- Rueda trasera con Quick-Release
- Respaldo partido para plegado compacto
- Doble cruceta

DATOS TÉCNICOS

ALTURA REPOSABRAZOS	74 cm ± 5 mm		
ALTURA RESPALDO	48 cm ± 5 mm		
ALTURA ASIENTO	49 cm ± 5 mm		
PROFUNDIDAD ASIENTO	42 cm ± 5 mm		
TALLA ASIENTO	40-42 cm	43-45 cm	46-48 cm
PESO MÁX. USUARIO	110 kg	130 kg	150 kg
ANCHURA TOTAL	62 cm	65 cm	68 cm
LONGITUD TOTAL	105 cm ± 5 mm		
ALTURA TOTAL	92 cm ± 5 mm		
DIMENSIONES CAJA	78 x 34 x 81 cm		
PESO TOTAL*	13,6 kg		
PESO TRANSPORTE**	8,4 kg		
REPOSAPIÉS	1,6 kg		
RUEDAS QR	3,6 kg		

* Incluyendo ruedas QR, reposapiés, soft cushion y manetas de freno
** Chasis sin ruedas QR ni reposapiés.



Escanea el código QR
PARA MÁS INFORMACIÓN



Escanea el código QR
PARA MÁS INFORMACIÓN

OGI URBAN I 400



OGI URBAN II 300



OGI URBAN I 400 CARACTERÍSTICAS

- Ruedas delanteras de 7 pulgadas
- Ruedas traseras de 16 pulgadas
- Velocidad máxima ≤ 6 km/h
- Autonomía en función del peso usuario y la orografía
- Reposabrazos abatible
- Respaldo partido para plegado compacto

DATOS TÉCNICOS

PESO TOTAL	23 kg		
PESO MÁX. USUARIO	110 kg		
ALTURA REPOSABRAZOS	21 cm \pm 5 mm		
ALTURA RESPALDO	43 cm \pm 5 mm		
ALTURA ASIENTO	49 cm \pm 5 mm		
PROFUNDIDAD ASIENTO	40 cm \pm 5 mm		
TALLA ASIENTO	41 cm	43 cm	46 cm
ANCHURA TOTAL	56 cm	58 cm	60 cm
LONGITUD TOTAL	88 cm \pm 5 mm		
ALTURA TOTAL	93 cm \pm 5 mm		
BATERÍA	Ion Litio 1 * 28 Ah		
MOTOR	2 * 150W		
DIMENSIONES CAJA	80 x 39 x 76 cm		

OGI URBAN II 300 CARACTERÍSTICAS

- Ruedas delanteras de 8 pulgadas
- Ruedas traseras de 12 pulgadas
- Velocidad máxima ≤ 6 km/h
- Autonomía ≥ 18 km, en función del peso usuario y la orografía
- Reposabrazos abatible
- Reposapiés extraíbles con paletas ajustables en altura y en ángulo
- Respaldo partido para plegado compacto

DATOS TÉCNICOS

PESO TOTAL	33 kg		
PESO MÁX. USUARIO	100 kg		
ALTURA REPOSABRAZOS	74 cm \pm 5 mm		
ALTURA RESPALDO	43 cm \pm 5 mm		
ALTURA ASIENTO	50 cm \pm 5 mm		
PROFUNDIDAD ASIENTO	43 cm \pm 5 mm		
TALLA ASIENTO	41 cm	43 cm	46 cm
ANCHURA TOTAL	57 cm	60 cm	63 cm
LONGITUD TOTAL	103 cm \pm 5 mm		
ALTURA TOTAL	93 cm \pm 5 mm		
BATERÍA	Ion Litio 2 * 11,6 Ah		
MOTOR	2 * 200W		
DIMENSIONES CAJA	78 x 33 x 93 cm		



Escanea el código QR
PARA MÁS INFORMACIÓN



Escanea el código QR
PARA MÁS INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS

DEL PRODUCTO

Chasis de aluminio

Diseño plegable para fácil transporte

Peso neto 42 kg

Peso máx. usuario 150 kg

Baterías de litio 24W/2*6Ah (hasta 3 uds.)

Dimensiones de la silla: **104 x 59 x 127 cm**

Hasta 30 km de autonomía

según número de baterías, el peso usuario y la orografía del terreno

Frenos electromagnéticos

Reposacabezas ajustable y extraíble

Admite pendientes de hasta 6°

2 motores sin escobillas 250W

Hasta 8 km/h (en función del terreno)

Dimensiones plegadas: **76 x 59 x 62 cm**

Ruedas delanteras de **8 pulgadas**

Ruedas traseras de **12 pulgadas**

Equipado con **antivuelcos**



RESPALDO CON
**RECLINACIÓN
ELÉCTRICA**

90-130°



ASIENTO CON
**BASCULACIÓN
ELÉCTRICA**

0-20°