









8. FICHA TÉCNICA

Parameter	Junior Plus 2	Junior Plus 3
Peso máximo del usuario	40 kg	75 kg
Carga máxima de la cesta para objetos pequeños	1 kg	1 kg
Ancho máximo del cochecito	60 cm	61 cm
Largo máximo del cochecito	100 cm	105 cm
Altura máxima del cochecito	116 cm	120 cm
Dimensiones del cochecito plegado con ruedas	100x60x116 cm	105x61x120 cm
Ancho del asiento	26-37 cm	32-43 cm
Profundidad del asiento	29-35 cm	34-40 cm
Altura del respaldo	50-55 cm	60-70 cm
Diámetro ruedas delanteras	226 x 49 mm	171 x 49 mm
Diámetro ruedas traseras	278 x 60 mm	247 x 54 mm
Peso del cochecito	19,5 kg	21 kg
Altura máxima del usuario	130 cm	165 cm
Reposapiés	reposapiés regulable en altura en 5 niveles (cada 25 mm), con correas para los pies y las espinillas de 24 cm a 34 cm	reposapiés regulable en altura en 7 niveles (cada 25 mm), con correas para los pies y las espinillas de 26 cm a 40 cm
Altura del reposabrazos	18-23 cm	22-27 cm
Tipo de ruedas	PP/PU	PP/PU
Material	Aluminio, acero, plástico, caucho	Aluminio, acero, plástico, caucho
Pendiente máxima segura		
Descripción del entorno en el que se utilizará el producto		
Temperatura de almacenamiento y uso		
Humedad de almacenamiento y uso	30% - 70%	30% - 70%
Condiciones de lavado de la tapicería		
Número de serie	En el producto	En el producto