

Tapicería de nylon
con Soft-Cushion

Joystick
ajustable y escamoteable

Chasis de aluminio
con acabado Silver

Cinta reposapiernas

Reposapiés
integrados en el chasis.

Ruedas delantera
PU maciza de 7 pulgadas



Manetas unificadas
para acompañante

Reposabrazos fijos
regulables

Doble cruceta
Plegado
de lado a lado

Batería de litio
24V 22Ah

Rueda trasera
PU maciza de 16 pulgadas

CHASIS	Aluminio con acabado plateado			RUEDAS DELANTERAS	7 pulgadas PU macizas
ALTURA RESPALDO	43 cm			RUEDAS TRASERAS	16 pulgadas PU macizas
ALTURA REPOSABRAZOS	24 cm			RADIO DE GIRO	80 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	40 cm			DIMENSIONES CAJA	80 x 39 x 76 cm
ALTURA ASIENTO	50 cm			PESO MÁX. USUARIO	110 kg
ANCHO DE ASIENTO (TALLA)	41 cm	43 cm	46 cm	PESO NETO DE LA SILLA	23 kg
ANCHURA TOTAL	54 cm	56 cm	58 cm	BATERÍA	1 UD Ion Litio 28 Ah
LONGITUD TOTAL	95 cm			AUTONOMÍA	Hasta 25 km, según número de baterías, el peso usuario y la orografía del terreno
LONGITUD TOTAL (PALETAS PLEGADAS)	75 cm			MOTOR	2 Motores 150W
LONGITUD TOTAL (SIN REPOSAPIÉS)	Reposapiés fijo			VELOCIDAD MÁXIMA	6 km/h
ALTURA TOTAL	93 cm				