



**ogi.**

Marcamos la diferencia

**OK 1.0**

Silla eléctrica deportiva para hockey

Visita nuestra web: [www.orthoglobalideas.com](http://www.orthoglobalideas.com)

Síguenos en nuestras **redes sociales**



# Silla deportiva

de alto rendimiento y seguridad

Diseñada para satisfacer las exigencias de alta reactividad y potencia de un deporte como el hockey en silla de ruedas eléctrica, sin dejar de lado las necesidades que la discapacidad del deportista requiere.

## Joystick

DLX-REM050-A  
Otros modelos disponibles



## Rueda de caucho

Agarre óptimo en superficies lisas



## Frenos automáticos

Opción de bloqueo de emergencia a distancia



## Pala de hockey

Incluida de serie



## Ruedas auxiliares

Estabilidad superior



## Tapicería extraíble

Transpirable y lavable





**Cabezal**  
accesorio opcional



**Arnés de 4 puntos**  
accesorio opcional

## DATOS TÉCNICOS

Chasis	Aluminio	Ruedas auxiliares	4 pulgadas
Peso neto	85 kg con batería	Ruedas centrales motoras	10 pulgadas de caucho
Peso máx. usuario	120 kg	Basculación de asiento	0° - 20°
Anchura asiento	36-50 cm	Motor	2x 350W 24V CC
Profundidad asiento	34-50 cm	Velocidad máxima	6 km/h
Altura de respaldo	33-45 cm	Batería	1x 24V 40Ah Litio
Ancho total	79 cm	Cargador	5A, con opción a 15A
Longitud total	109-119 cm según el ajuste de parachoques	Autonomía	25 km según peso usuario y orografía



---

## RENDIMIENTO PROLONGADO SIN SOBRECALENTAMIENTO

**Sistema de refrigeración doble:**  
Refrigeración líquida para el módulo  
de alimentación y refrigeración por  
aire para los motores

---



OK 1.0 es un proyecto desarrollado por un grupo de técnicos con amplia experiencia en el ámbito de la discapacidad, tanto en sillas de ruedas manuales como electrónicas.

Cuentan con una amplia experiencia en el diseño automovilístico y en competiciones de motor, ya sea en vehículos de cuatro o de dos ruedas.



**ortho global ideas**  
Marcamos la diferencia

**Ortho Global Ideas**  
C/ Mas la Mora, 13  
08500 España

[www.orthoglobalideas.com](http://www.orthoglobalideas.com)  
[info@orthoglobalideas.com](mailto:info@orthoglobalideas.com)  
tlf. +34 938 86 26 89